

**pure**  
medical device

CATALOGO KUARTZ  
2024 - NUOVO





“KUARTZ: design svizzero,  
produzione europea,  
distribuzione mondiale...”

Dal 2015 e in stretta collaborazione con urologi svizzeri, PURE Medical Device S.A. ha creato, progettato e sviluppato KUARTZ, una gamma completa di strumenti e impianti monouso per endourologia e urologia. Tutti i prodotti sono fabbricati esclusivamente in Europa, marcati CE, conformi al nuovo MDR2020, offrendo una gamma di altissima qualità, innovativa e rispettosa dei vostri budget. Perché i tuoi pazienti meriteranno sempre il meglio...

## INDICE

<b>■ K-WIRE – KUARTZ Guida per gli interventi</b>	p. 4
K-STANDARD & K-MOVABLE Guida – Guida in Acciaio/Ptfe	p. 4
K-NITINOL Guida – Guida in Nitinol con rivestimento idrofilo	p. 4
K-HYBRIDE Guida – Guida punta in Ptfe / Pebax con rivestimento idrofilo	p. 5
<b>■ K-PASS – KUARTZ Cateteri Ureterali</b>	p. 6
<b>■ K-ACCESS – KUARTZ Guaine di Accesso Ureterale</b>	p. 7
<b>■ K-STONE – KUARTZ Estrattori di calcolo</b>	p. 8
Estrattori di Calcolo "Punta Zero" – 120 cm – URS	p. 8
Estrattori di Calcolo "Classici" – 90 cm	p. 8
<b>■ K-GUARDIAN – KUARTZ Impianti Ureterali</b>	p. 9
K-GUARDIAN STANDARD – Pusher radiopaco	p. 9
K-GUARDIAN STANDARD – Pusher radiopaco collegabile	p. 11
K-GUARDIAN Multi – Pusher radiopaco	p. 12
K-GUARDIAN Multi – Pusher radiopaco collegabile	p. 12
<b>■ K-GUARDIAN SPECIALI</b>	p. 13
K-GUARDIAN Mono J	p. 13
<b>■ K-GUARDIAN Tumor Stent</b>	p. 14
K-GUARDIAN Tumor Stents – Pusher radiopaco	p. 14
K-GUARDIAN Tumor Stents – Pusher radiopaco collegabile	p. 15
K-GUARDIAN Tumor Stents Lunghezza multipla – Pusher radiopaco	p. 16
K-GUARDIAN Tumor Stents Lunghezza Multipla – Pusher radiopaco collegabile	p. 17

## ■ K-WIRE – KUARTZ Guida per gli interventi

Tutte le guide della gamma K-WIRE sono compatibili e consigliate per l'utilizzo degli impianti della gamma K-GUARDIAN.

### K-STANDARD & K-MOVABLE Guida – Guida in Acciaio/Pffe

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
41013229	K-STANDARD – Guida in acciaio punta distale flessibile diritta – 0,035i x 150cm	x 10
44002943	K-STANDARD – Guida in acciaio punta distale flessibile a forma di J – 0,035i x 150cm	x 10



### K-NITINOL Guida – Guida in Nitinol con rivestimento idrofilo

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
46011995	K-NITINOL – Nitinol idroguida, stiff, diritto flessibile – 0,035i x 150cm	x 10
46011996	K-NITINOL – Nitinol idroguida, stiff, flessibile angolata – 0,035i x 150cm	x 10



**K-HYBRIDE Guida – Guida punta in Pffe / Pebax con rivestimento idrofilo**

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
42010801	K-HYBRIDE – Guida della punta in Pffe / Pebax con rivestimento idrofilo parziale – 0,035i x150cm	x 5



## ■ K-PASS – KUARTZ Cateteri Ureterali

Una gamma completa di cateteri ureterali da 4Ch a 8Ch, in poliuretano flessibile, con mandrino e connettore universale. Nota: tutti i cateteri ureterali della gamma K-PASS accettano guide della gamma K-WIRE.

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
UCOS04	K-PASS – Catetere ureterale destro aperto – 4Ch x 70cm	x 10
UCOS05	K-PASS – Catetere ureterale destro aperto – 5Ch x 70cm	x 10
UCOS06	K-PASS – Catetere ureterale destro aperto – 6Ch x 70cm	x 10
UCOS07	K-PASS – Catetere ureterale destro aperto – 7Ch x 70cm	x 10
UCOS08	K-PASS – Catetere ureterale destro aperto – 8Ch x 70cm	x 10
UCOC04	K-PASS – Catetere ureterale aperto angolato – 4Ch x 70cm	x 10
UCOC05	K-PASS – Catetere ureterale aperto angolato – 5Ch x 70cm	x 10
UCOC06	K-PASS – Catetere ureterale aperto angolato – 6Ch x 70cm	x 10
UCOC07	K-PASS – Catetere ureterale aperto angolato – 7Ch x 70cm	x 10
UCOC08	K-PASS – Catetere ureterale aperto angolato – 8Ch x 70cm	x 10
UCOT05	K-PASS – Catetere ureterale progressivo aperto – 5Ch x 70cm	x 10
UCOT06	K-PASS – Catetere ureterale progressivo aperto – 6Ch x 70cm	x 10
UCOT07	K-PASS – Catetere ureterale progressivo aperto – 7Ch x 70cm	x 10
UCOJ05	K-PASS – Catetere ureterale J-Cath – 5Ch x 50cm	x 10



## ■ K-ACCESS – KUARTZ Guaine di Accesso Ureterale

La guaina di accesso ureterale KUARTZ K-ACCESS è costituita da una guaina esterna rinforzata e da un dilatatore interno che include un canale operativo. La guaina e il dilatatore beneficiano di una radiopacità molto elevata che consente un posizionamento perfetto e SICURO. L'innovativo sistema di fissaggio del dilatatore e della guaina offre un vero comfort di lavoro e una perfetta sicurezza complessiva.

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
AS1035	K-ACCESS – Guaina ureterale – 10/12Ch x 35cm	x 2
AS1045	K-ACCESS – Guaina ureterale – 10/12Ch x 45cm	x 2
AS1055	K-ACCESS – Guaina ureterale – 10/12Ch x 55cm	x 2
AS1235	K-ACCESS – Guaina ureterale – 12/14Ch x 35cm	x 2
AS1245	K-ACCESS – Guaina ureterale – 12/14Ch x 45cm	x 2
AS1255	K-ACCESS – Guaina ureterale – 12/14Ch x 55cm	x 2





## ■ K-STONE – KUARTZ Estrattori di calcolo

Tutti gli estrattori di calcolo della gamma K-STONE sono realizzati esclusivamente in 100% Nitinol (guida e cestello), offrendo così le migliori proprietà meccaniche necessarie durante la procedura.

### Estrattori di Calcolo “Punta Zero” – 120 cm – URS

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
40013132	K-STONE – Estrattore di calcolo con <b>cestello aperto senza punta</b> – 1,5Ch x 120cm	x 1
40013135	K-STONE – Estrattore di calcolo a <b>cestello chiuso senza punta</b> – 1,8Ch x 120cm	x 1



### Estrattori di Calcolo “Classici” – 90 cm

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
40013133	K-STONE – Estrattore di calcolo a <b>cestello dritto</b> – 2,5Ch x 90cm	x 1
40013134	K-STONE – Estrattore di calcolo a <b>cestello elicoidale</b> – 2,5Ch x 90cm	x 1



## ■ K-GUARDIAN – KUARTZ Impianti Ureterali


La gamma di impianti ureterali K-GUARDIAN è realizzata esclusivamente in poliuretano termosensibile di alta qualità con rivestimento idrofilo. Gli impianti ureterali K-GUARDIAN vengono forniti con un semplice pusher radiopaco o con pusher radiopaco collegabile.

**NOTA BENE:** l'intera gamma di impianti ureterali K-GUARDIAN viene consegnata **SENZA GUIDA** in modo da lasciare l'operatore **libero di scegliere** la migliore guida K-WIRE necessaria per il posizionamento dell'impianto ureterale K-GUARDIAN. L'intera gamma di guide K-WIRE è disponibile in 0.035i ed è compatibile al 100% con la gamma di impianti ureterali K-GUARDIAN.

### K-GUARDIAN STANDARD – Pusher radiopaco

Impianti ureterali con pusher radiopaco. Fornito senza guida (compatibile al 100% con le guide della gamma K-WIRE di KUARTZ).

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTO522	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 22cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO524	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 24cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO526	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 26cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO528	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 28cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO530	K-GUARDIAN Stent – 5Ch x 30cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO622	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO624	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO626	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO628	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO630	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO722	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO724	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO726	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO728	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 28cm – Pusher radiopaco	x 10
GTO730	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 30cm – Pusher radiopaco	x 10



**K-GUARDIAN STANDARD – Pusher radiopaco collegabile**

Impianti ureterali con pusher radiopaco collegabile. Fornito senza guida (compatibile al 100% con le guide della gamma K-WIRE di KUARTZ).

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTO622C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 22cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO624C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 24cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO626C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 26cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO628C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 28cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO630C	K-GUARDIAN Stent – 6Ch x 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO722C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 22cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO724C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 24cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO726C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 26cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO728C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 28cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTO730C	K-GUARDIAN Stent – 7Ch x 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10



### K-GUARDIAN Multi – Pusher radiopaco

Impianti ureterali a lunghezza multipla, con pusher radiopaco. Fornito senza guida (compatibile al 100% con le guide della gamma K-WIRE di KUARTZ).

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTPR05	K-GUARDIAN Stent Multi – 5Ch x 22 a 30cm – Pusher radiopaco	x 10
GTPR06	K-GUARDIAN Stent Multi – 6Ch x 22 a 30cm – Pusher radiopaco	x 10
GTPR07	K-GUARDIAN Stent Multi – 7Ch x 22 a 30cm – Pusher radiopaco	x 10
GTPR08	K-GUARDIAN Stent Multi – 8Ch x 22 a 30cm – Pusher radiopaco	x 10



### K-GUARDIAN Multi – Pusher radiopaco collegabile

Impianti ureterali a lunghezza multipla, con pusher radiopaco collegabile. Fornito senza guida (compatibile al 100% con le guide della gamma K-WIRE di KUARTZ).

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTPC06	K-GUARDIAN Stent Multi – 6Ch x 22 a 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTPC07	K-GUARDIAN Stent Multi – 7Ch x 22 a 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10
GTPC08	K-GUARDIAN Stent Multi – 8Ch x 22 a 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 10



## ■ K-GUARDIAN SPECIALI

Una gamma completa di impianti K-GUARDIAN SPECIALI, come Mono J, Chirugia del pilone, Traslaco, Black loop... tutti realizzati esclusivamente in poliuretano termosensibile di alta qualità e con rivestimento idrofilo. Gli impianti ureterali K-GUARDIAN SPECIAUX vengono forniti con un semplice pusher radiopaco o con pusher radiopaco collegabile.

### K-GUARDIAN Mono J

Le KUARTZ GUARDIAN Mono J sono traforate sulla fibbia e solo sui primi 10 cm.

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTJ575	K-GUARDIAN Stent Mono J – 5Ch x 75cm	x 5
GTJ675	K-GUARDIAN Stent Mono J – 6Ch x 75cm	x 5
GTJ775	K-GUARDIAN Stent Mono J – 7Ch x 75cm	x 5
GTJ875	K-GUARDIAN Stent Mono J – 8Ch x 75cm	x 5



## ■ K-GUARDIAN Tumor Stent

Gli stent K-GUARDIAN Tumor Stent sono realizzati in 2 materiali, un primo poliuretano termosensibile di alta qualità con rivestimento idrofilo, di colore bianco (anse vescica e renali) e un secondo blu, rinforzato nella massa da una spirale in acciaio inossidabile, offrendo un'elevata resistenza alla compressione. Due anelli altamente radiopachi e un rivestimento idrofilo facilitano il posizionamento dello stent.

Gli stent tumorali K-GUARDIAN sono forniti con un singolo pusher radiopaco o con pusher radiopaco collegabile.

### K-GUARDIAN Tumor Stents – Pusher radiopaco

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTT622	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT624	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT626	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT628	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT630	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT722	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT724	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT726	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT728	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT730	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT822	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT824	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT826	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT828	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Pusher radiopaco	x 5
GTT830	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Pusher radiopaco	x 5



**K-GUARDIAN Tumor Stents – Pusher radiopaco collegabile**

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTT622C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 22cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT624C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 24cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT626C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 26cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT628C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 28cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT630C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 6Ch x 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT722C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 22cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT724C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 24cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT726C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 26cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT728C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 28cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT730C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 7Ch x 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT822C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 22cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT824C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 24cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT826C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 26cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT828C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 28cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTT830C	K-GUARDIAN Tumor Stent – 8Ch x 30cm – Pusher radiopaco collegabile	x 5



**K-GUARDIAN Tumor Stents Lunghezza multipla – Pusher radiopaco**

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTTM06	K-GUARDIAN Tumor Stent – Lunghezza multipla da 22 a 30cm x 6Ch – Pusher radiopaco	x 5
GTTM07	K-GUARDIAN Tumor Stent – Lunghezza multipla da 22 a 30cm x 7Ch – Pusher radiopaco	x 5
GTTM08	K-GUARDIAN Tumor Stent – Lunghezza multipla da 22 a 30cm x 8Ch – Pusher radiopaco	x 5



**K-GUARDIAN Tumor Stents Lunghezza Multipla – Pusher radiopaco collegabile**

Rif. Prodotto	Descrizione del prodotto	Qtà.
GTTM06C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Lunghezza multipla da 22 a 30cm x 6Ch – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTTM07C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Lunghezza multipla da 22 a 30cm x 7Ch – Pusher radiopaco collegabile	x 5
GTTM08C	K-GUARDIAN Tumor Stent – Lunghezza multipla da 22 a 30cm x 8Ch – Pusher radiopaco collegabile	x 5



# pure

medical device



*Simply Urology !*

**0 848 225 225**



Soluzione Robotica



Holmium & Thulium Laser



Fusione / Biopsia mirata  
Trattamento focale



Endoscopio flessibile  
monouso



Resezione bipolare  
plasma Edge



Materiali di consumo  
endo-urologia



**Montavit**

Gel lubrificante

**AMSINO**

Advancing Healthcare Worldwide®

Drenaggio e Irrigazione  
della Vescica

**Elmedical**  
unique care solutions

Termo-chemioterapia



**SVAS BIOSANA**

Pacchetto Procedure

**Caresono**

Ultrasuoni portatili

**TONTARRA**

Attrezzatura endoscopica  
riutilizzabile



**RI.MOS.**  
Medical Products

Monouso per Uro-Ginecologia



**GEOTEK**  
Medical USA LLC.

Biopsia della prostata

**BULKAMID**<sup>®</sup>

Bulkamid - agente di carica



**Allium**  
Urological Solutions

Stent Urologico

## CONTATTO

Contatta il tuo rappresentante PURE Medical Device S.A.  
per tutte le informazioni e le offerte di soluzioni adeguate:

0 848 225 225

**pure**  
medical device

**PURE Medical Device**

Lamartine 27  
CH-1203 Geneva  
SVIZZERA

[info@pure-medical-device.com](mailto:info@pure-medical-device.com)

[www.pure-medical-device.com](http://www.pure-medical-device.com)